

Tableau de comparaison Jaybird

	Tissu	Ruban rigide ou extensible	Blanchi	Sans Latex
Ruban en polyester et coton Jaybird	40% Polyester-60% Coton	Rigide	Non	Oui
Ruban Jaybird One	50% Polyester-50% Coton	Rigide	Oui	Oui
Ruban Jaybird Pro-White	40% Polyester-60% Coton	Rigide	Oui	Oui
Sou-ruban en mousse beige Jaybird	20% Polyester, 75% Coton & 5% Spandex	Extensible	Non	Oui
Ruban rigide Jaybird Victor	100% Rayonne, textile teint	Très rigide (équivalent au Leukotape P)	Non	Non

	Tension de déroulement informatisée	Bord dentelé	Peut être déchiré à la main	Résistance à la traction (lbs)
Ruban en polyester et coton Jaybird	Oui	Oui	Oui	45
Ruban Jaybird One	Oui	Oui	Oui (bidirectionnel)	50
Ruban Jaybird Pro-White	Oui	Oui	Oui (bidirectionnel)	43
Sou-ruban en mousse beige Jaybird	Non	Non	Oui	31
Ruban rigide Jaybird Victor	Non	Oui	Oui	72