

2022

*Catalogue de produits pour les
professionnels de la santé*



Creating Innovative Therapies

K-Tape®... toujours un pas en avant

Le K-Tape est un produit novateur, reconnu dans le monde entier pour sa qualité et son efficacité optimales. Mis au point par Kumbrink, l'authentique K-Tape joint les meilleures matières premières naturelles aux techniques de fabrication les plus sophistiquées.

- bande de coton élastique à usage professionnel
- résiste à l'eau
- perméable à la sueur et respirant
- sans médicament
- sans ingrédient actif
- colle acrylique Physiobond
- 96 % coton, 4 % Spandex



K-Tape et Crosstape sont des dispositifs médicaux enregistrés conformes au RDM 2017/745

Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux entré en application le 26 mai 2021 remplace toute réglementation existant avant son entrée en vigueur et acquiert donc force de loi dans tous les États membres de l'Union européenne (UE). Par conséquent, tous les dispositifs médicaux utilisés ou vendus en Europe doivent être homologués à nouveau conformément à la nouvelle réglementation. Les dispositifs qui ne respectent pas les exigences seront interdits d'utilisation à des fins médicales et thérapeutiques.

À titre de fabricants des dispositifs *K-Tape* et *Crosstape*, nous avons toujours veillé à ce qu'ils soient conformes aux règlements régissant les dispositifs médicaux et employé les normes de qualité les plus rigoureuses pour nos matières premières et nos processus de production. L'application du RDM 2017/745 n'y fait pas exception.

Nos gammes de produits K-Tape et Crosstape sont conformes à la nouvelle réglementation, et les produits sont enregistrés

selon les nouvelles lignes directrices.

K-Tape et Crosstape sont enregistrés dans la nouvelle base de données européenne EUDAMED où un numéro d'identification unique des dispositifs (IUD-ID) leur est attribué. L'IUD-ID remplace la numérotation européenne des articles (EAN) sur l'emballage et fournit automatiquement le numéro de lot de l'article et sa date d'expiration.

Pour les utilisations en milieu hospitalier, en centre de réadaptation ou en cabinet médical, les dispositifs K-Tape et Crosstape démontrent non seulement leur qualité supérieure, mais également leur conformité au RDM 2017/745.

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions sur nos produits.

Biviax

Rabais pour les professionnels de la santé – Les professionnels ont droit à un tarif préférentiel. Visitez le www.biviax.com pour vous inscrire.

Qualité haut de gamme

Le coton

Nous n'utilisons pour *K-Tape* que du coton de première qualité provenant d'un seul fournisseur. Ainsi, la structure textile a une densité de fil homogène, pratiquement sans nœud.

Le fil élastique

Un fil privé d'élasticité causerait la perte d'effet thérapeutique. Aussi utilisons-nous les meilleures fibres d'élasthanne pour le *K-Tape*, ainsi assurant une élasticité constante tout au long de la période d'utilisation.

Les teintures

On doit s'assurer que les teintures et les adhésifs n'exposent la peau à aucun risque, puisque les bandes peuvent adhérer à la peau jusqu'à 7 jours de suite. Nous utilisons donc les teintures de qualité supérieure fournies par Dystar. En effet, les produits Dystar possèdent la certification *OEKO-TEX Standard 100* et sont même approuvés pour la confection de vêtements pour bébé. Le *K-Tape* convient donc à une grande variété d'applications et à un large éventail d'utilisateurs.

La découpe

C'est simple : la découpe démontre la qualité inégale du *K-Tape*.

Une découpe nette et droite paraît plus professionnelle, en plus de garantir une meilleure adhérence et une résistance à l'usure. Si les fils se déchirent à cause d'une découpe inadéquate ou si en raison d'une position déviée, les fils externes sont fréquemment coupés, le ruban s'effilochera plus rapidement et perdra son adhérence. Par conséquent, nous prenons le temps nécessaire, selon une méthode méticuleuse, à l'aide d'outils de première qualité pour produire la meilleure découpe possible.

L'adhésif Physiobond®

Seul le K-Tape est équipé de l'adhésif professionnel *Physiobond*.

Physiobond, marque déposée en Europe et aux États-Unis, est un adhésif exclusif à *K-Tape*. Pour nous, la qualité d'un adhésif dépend non seulement des matières premières, mais également des procédés de fabrication et de finition.

Pendant la production, nous cherchons à créer de longues chaînes polymères permettant à l'adhésif de bien s'ancrer à

la surface de la peau. S'ensuit alors un procédé complexe, basé sur la température et le temps de traitement, ayant pour but d'éliminer les monomères résiduels qui pourraient irriter la peau. Seulement alors pouvons-nous créer un ruban de première catégorie, qui établit un nouveau standard.

La pellicule protectrice

En général, la pellicule protectrice ne sert qu'à protéger la couche adhésive. Toutefois, celle du *K-Tape* remplit d'autres fonctions.

Fibres de papier

La bonne orientation des fibres de papier stabilise le revêtement protecteur, et les prédécoupages du K-Tape se déforment beaucoup moins qu'avec une pellicule protectrice classique.

Pré-étirement

Il est nécessaire de préétirer le coton pendant la production pour garantir l'absence de plis. Nous recourons à ce procédé technique important pour une qualité assurée.

Le *K-Tape* appliqué à la pellicule protectrice est préétiré à 10 %, la proportion donnant systématiquement l'élasticité idéale au bandage des muscles. En employant la bonne technique pour appliquer le tissu, on peut transférer le taux de préétirage requis sur la peau. Cela permet de toujours retirer le *K-Tape* de la pellicule protectrice avec la même tension. À chaque utilisation, son maniement donne une sensation identique.

Les avantages pour le thérapeute et le médecin

Les patients ont accès à un produit de qualité supérieure, reconnu mondialement pour sa performance. Les irritations cutanées quasi inexistantes limitent les plaintes. Ses matières naturelles ne comportent aucune substance nocive.

Le *K-Tape* peut adhérer à la peau jusqu'à une semaine. De nombreux substituts bon marché n'adhèrent que deux ou trois jours, ce qui mène à des changements répétés. Puisque les patients assument d'habitude les frais de tous ces traitements, leur fréquent renouvellement entraîne une majoration de coût pour les patients comme les thérapeutes.

L'authentique K-Tape



4

Nouveau
K-Tape Pure



Rouleau simple (5m)

N° d'article 100115	A	Bleu
N° d'article 100116	B	Rouge
N° d'article 100117	C	Beige
N° d'article 100118	D	Noir
N° d'article 100146	E	Coton naturel

Boîte de 4 rouleaux (20m)

No d'article 100146	F	Bleu
No d'article 100147	G	Rouge
No d'article 100148	H	Beige
No d'article 100149	I	Noir
No d'article 100151	J	Couleurs mélangées
No d'article 100147	K	Coton naturel

XXL Rouleau simple (22m)

No d'article 100176	L	Bleu
No d'article 100177	M	Rouge
No d'article 100178	N	Beige
No d'article 100179	O	Noir
No d'article 100148	P	Coton naturel

K-Tape My Skin



5

Rouleau simple (5m)

No d'article 100115	A	Beige
No d'article 100116	B	Brun pâle
No d'article 100117	C	Brun moyen
No d'article 100118	D	Brun foncé
No d'article 100119	E	Brun très foncé

Boîte de 4 rouleaux (20m)

No d'article 100146	F	Beige
No d'article 100147	G	Brun pâle
No d'article 100148	H	Brun moyen
No d'article 100149	I	Brun foncé
No d'article 100150	J	Brun très foncé

Boîte de 5 rouleaux (25m)

No d'article 100151	K	Couleurs mélangées
---------------------	---	--------------------

XXL Rouleau simple (22m)

No d'article 100176	L	Beige
No d'article 100177	M	Brun pâle
No d'article 100178	N	Brun moyen
No d'article 100179	O	Brun foncé
No d'article 100180	P	Brun très foncé

K-Tape Cut

Nouveau

Cut15 (15 x 5cm) 30 prédécoupage

N° d'article 100612	A	Bleu
N° d'article 100611	B	Rouge
N° d'article 100613	C	Beige
N° d'article 100614	D	Noir



Cut20 (20 x 5cm) 22 prédécoupage

N° d'article 100622	E	Bleu
N° d'article 100621	F	Rouge
N° d'article 100623	G	Beige
N° d'article 100624	H	Noir



Cut30 (30 x 5cm) 15 prédécoupage

N° d'article 100632	I	Bleu
N° d'article 100631	J	Rouge
N° d'article 100633	K	Beige
N° d'article 100634	L	Noir



K-Tape Lymph

12 prédécoupage bleu (50 x 400mm)

N° d'article 100540	M	Bleu
---------------------	---	------

20 prédécoupage bleu (50 x 250mm)

N° d'article 100525	N	Bleu
---------------------	---	------

Crosstape

S (400 timbres sur 20 feuilles)

N° d'article 200100	A
---------------------	---

M (180 timbres sur 20 feuilles)

N° d'article 200101	B
---------------------	---

L (120 timbres sur 20 feuilles)


N° d'article 200102	C
---------------------	---

XL (40 timbres sur 20 feuilles)

N° d'article 200103	D
---------------------	---

Mix (55 timbres sur 6 feuilles)

N° d'article 200224	E
---------------------	---



Accessoires professionnels

K-Scissors K210

N° d'article 300101	F	Pour droitiers
---------------------	---	----------------

K-Scissors K210L

N° d'article 300103	G	Pour gauchers
---------------------	---	---------------

K-Scissors K160n

N° d'article 300102	H	Ciseaux pour pansements
---------------------	---	-------------------------

PreKGel

N° d'article 600300	I	Gel
---------------------	---	-----



Manuel à succès

K-Taping Guide illustré

N° d'article 604103	J	(2e édition)
---------------------	---	--------------

K-Taping Illustrated Guide

N° d'article 603103	K	(2nd edition)
---------------------	---	---------------

K-Taping Ein Praxishandbuch

N° d'article 600103	L	(3. Auflage)
---------------------	---	--------------

K-Taping in Pediatrics

N° d'article 603104	M	(1st edition)
---------------------	---	---------------

K-Taping bei Kindern

N° d'article 600104	N	(1. Auflage)
---------------------	---	--------------

K-Taping in der Lymphologie

N° d'article 600105	O	(1. Auflage)
---------------------	---	--------------



Nouveau

*Ruban de coton 100 % naturel
non teint. La pureté comme
vous l'exigez.*

KTape[®] Pure

Coton naturel non teint



Créateur de thérapies innovantes

Téléphone +49 (231) 9767-301 • Télécopieur +49 (231) 9767-302 • info@biviax.com • www.biviax.com • www.k-tape.com

biviax GmbH & Co. KG, Hagener Strasse 428, 44229 Dortmund, Allemagne

© K-Tape, K-Tape My Skin, K-Taping, Physiobond, Crosstape, Crosspuncture et PreKGel sont des marques enregistrées en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays.
Tous droits réservés.