

The logo for OrthoCanada, featuring the word "ORTHOCANADA" in white, uppercase, sans-serif font on a red rectangular background.

La cote Martindale et ce que ça représente pour vous :

SEERS Medical fabrique ses tables de traitement en utilisant des matériaux de la plus haute qualité, la haute cote Martindale du vinyle utilisé pour recouvrir les tables en témoigne. La cote Martindale est la norme utilisée dans l'industrie du meuble afin d'évaluer la durabilité des matériaux. En termes simples, plus haute est la cote, plus le matériau est durable. La norme la plus courante dans l'industrie est de 30000 frottements; la cote Martindale du vinyle Mondial sélectionné par SEERS Medical est de 100000 signifiant un matériau de la plus grande durabilité qui durera longtemps.

[Test du tissu Polartec - Test d'abrasion Martindale \[Vidéo YouTube\]](#)

The logo for OrthoCanada, featuring the word "ORTHOCANADA" in white, uppercase, sans-serif font on a red rectangular background.

Pour plus d'informations, trouvez différentes façons de nous contacter ci-dessous:

1-800-561-0310 | info@orthocanada.com | www.orthocanada.com/fr/