

Spécifications

	Pro TENS	Pro TENS+	Pro TENS / EMS
Affichage	Analogue	Écran à cristaux liquides	Écran à cristaux liquides
Canaux	Double, isolé entre les canaux	Double, isolé entre les canaux	Double, isolé entre les canaux
Forme d'ondes	Impulsion carrée biphasique asymétrique	Impulsion carrée biphasique asymétrique	Impulsion carrée biphasique asymétrique
Amplitude	0-80 mA	0-80 mA	0-80 mA
Fréquence d'impulsion	2Hz-120Hz	1Hz-160Hz ajustable, 1Hz/étape (1-20Hz), 5Hz/étape (20-160Hz)	1Hz-160Hz ajustable, 1Hz/étape (1-20Hz), 5Hz/étape (20-160Hz)
Durée d'impulsion	40µs-260µs	50µs-260µs ajustable, 10µs/étape	TENS: 50µs-260µs ajustable, 10µs/étape EMS: 250µs fixe
Modes	B, C et M	B, C et M, SDR et SDW	TENS: B, C et M SDR et SDW EMS: S et A
Programmes prédéfinis	Non	Non	Non
Vérouillage	Non	Oui	Oui
Compteur de conformité	Non	Oui	Oui
Minuterie	30, 60 min et C	15, 30, 60 min et C	15, 30, 60 min et C
Piles	9V	9V	9V
Indicateur de piles faibles	Oui	Oui	Oui
Dimensions	3,7" x 2,4" x 1"	4,3" x 2,4" x 0,98"	4,3" x 2,4" x 0,98"
Poids	120 g avec pile	140 g avec pile	140 g avec pile
Garantie	1 an	1 an	1 an
MDALL	108683	108683	108683
Code	OC-32035	OC-32036	OC-32037